


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Nord Milano</p>	<p>FOGLIO INFORMATIVO</p> <p>SANGUE OCCULTO NELLE FECI</p>	Rev.0	Pag. 1 di 1
		LAB-FI-005	

Il contenitore per la raccolta viene fornito gratuitamente presso i centri prelievo dietro presentazione di richiesta medica.

ISTRUZIONI DI PRELIEVO

- Lo scopo del test è di rilevare l'eventuale presenza di sangue nelle feci, che è sintomo comune di numerose patologie.
- Non è necessario praticare alcuna particolare dieta prima del test.
- Non eseguire il test durante il periodo mestruale, ne mentre si è affetti da emorroidi.
- Evitare di contaminare le feci con le urine.
- Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del WC in modo da trattenere le feci per il tempo necessario ad eseguire il prelievo.

Seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito :



1. SVITARE ED ESTRARRE IL TAPPO VERDE DAL TUBO E SCRIVERE SULL'ETICHETTA I DATI RICHIESTI.

2. STRISCIARE L'ASTICELLA SOPRA LE FECI PIU' VOLTE IN ORIZZONTALE E VERTICALE.

3. INSERIRE L'ASTICELLA NEL TUBO, RIAVVITARE ED AGITARE.

E' consigliabile raccogliere un campione del primo mattino e consegnarlo in giornata, altrimenti conservare il campione in frigorifero (non congelare) e consegnarlo la mattina successiva. In caso di prescrizione di 3 campioni raccogliere i campioni in giorni diversi (3 giorni consecutivi, o entro 5 giorni), conservarli in frigorifero e consegnarli tutti insieme.